



www.neuromed.by

ООО «НейроМед»

Оборудование для медицины и спорта

220021 г. Минск, ул. Одесская,
д. 16, помещение 3Н

Т/ф: +375 17 357-28-75

+375 17 357-28-76

+375 17 357-28-77

E-mail: info@neuromed.by





Аппарат компрессионной терапии Pressa



Аппарат **Pressa** - современная и надежная компрессионная система нового поколения. Оборудование предназначено для физиотерапевтических процедур массажа давлением для механического лимфодренажа. Точность измерения давления, многофункциональность системы, использование специальных физиологических приспособлений с перекрывающимися секторами позволяют эффективно разблокировать лимфатические пути.

В устройстве **Pressa** используется система автоматического распознавания подключенного аксессуара, которая позволяет избежать нежелательных ошибок при выборе протокола или программы. Аппарат **Pressa** позволяет устанавливать различное рабочее давление отдельно для каждого из 8 выходных каналов.





www.neuromed.by

ООО «НейроМед»

Оборудование для медицины и спорта

220021 г. Минск, ул. Одесская,
д. 16, помещение 3Н

Т/ф: +375 17 357-28-75

+375 17 357-28-76

+375 17 357-28-77

E-mail: info@neuromed.by



Аппарат компрессионной терапии Pressa

- Сохраненные протоколы для каждого подключаемого аксессуара
- Планирование этапов лечения
- Бесшумный компрессор
- Автоматический сброс давления
- Быстрое подключение аксессуаров

Стандартный комплект

Кабель питания 2 м	1 шт
Двойные чулки Fisio AUTO 8 с разделением	1 шт



Характеристики

Макс выходное давление	250 мм рт.ст.
Диапазон давления	30-90 мм рт.ст.
Выходные каналы	8
Режим лечения	Время или Циклы
Питание	115 / 230 В
Входной ток	55 Вт

